

Anvendelsesformål:
Rygbandage til støtte og stabilisering af lændehvirvelsøjlen.

Indikationer:
Smertetilstande i området omkring lændehvirvelsøjlen
Lumbalgi
Let spondylartrose

Kontraindikationer:
Ikke kendt i øjeblikket.

Anvendelsesvejledning:
Pelottens position kan ændres ved hjælp af velcrolukningen. Når pelotten skal placeres, er det vigtigt at sørge for, at den placeres midt i bandagen. Åbn velcrolukningerne på alle remme. For at lette påtagningen efterfølgende kan de to remme fra den ekstra fiksering fastgøres på de to øverste remme. De øverste remme kan så fastgøres på de to velcropunkter ved siden af basislukningen. Læg bandagen omkring taljen på en sådan måde, at pelotten er placeret midt på ryggen, og siden med de brede remme peger ned mod fødderne. Skub fingrene ind i håndstropperne i højre og venstre lukkeside. Træk de to lukkesider fremad med et jævnt træk, og luk de to sider ind over hinanden. Dette gøres ved først at presse venstre lukkeside ind mod maven og derefter fastgøre højre lukkeside ved hjælp af velcrolukningen (1+2+3). Når de to lukkesider fastgøres, skal du først trække fingrene ud af venstre håndstrop og derefter ud af højre håndstrop. Grib nu fat i de to smalle øverste remme, træk dem fremad med et jævnt træk, og luk de to remme ved hjælp af velcrolukningen på basislukningen (4+5). Grib til slut fat i de to remme fra den ekstra fiksering, træk dem fremad med et jævnt træk, og luk de to remme ved hjælp af velcrolukningen på basislukningen (6). Sørg for, at alle velcroflader dækkes helt af produktet og ikke kan komme i berøring med huden eller tøjet.

Anvendelses note / Forsigtighed:

- Brug ikke produktet på åbne sår. I de følgende tilfælde skal du konsultere din læge inden brug: hudlidelser, lymfedrenationsforstyrrelser, sensationsforstyrrelser, kredsløbssygdomme, hævelser i blødt væv som ikke kan forklares.
- Dette produkt er kun beregnet til en enkelt patient.
- Om nødvendigt kan hjælp fra en anden person være gavnlig for korrekt anvendelse af produktet.
- En optimal effekt kan kun opnås ved at vælge den rigtige størrelse og variant samt den korrekte anvendelse.
- Produktet bør ikke længere bruges, hvis det er beskadiget eller meget slidt, eller hvis eksisterende samlinger og låse ikke længere fungerer korrekt.
- Sørg for, at ingen stofdele beskadiges af eksisterende velcro-fastgørelseselementer.
- Anvend ikke produktet for stramt, da det kan skade blodcirkulationen.
- Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte din læge.
- Informer producenten og den kompetente myndighed i dit land om alvorlige hændelser med dette produkt.
- Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om produktet og dets håndtering, skal du kontakte din læge eller fagpersonale.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Samtidig brug med andre produkter kun efter konsultation med din læge.

Plejeinstruktioner:

Produktet kan rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Produktets plastik- og metaldele (hvis nogen) bør ikke vaskes og bør fjernes, hvis det er muligt. Disse dele kan rengøres med en fugtig klud. Luk eksisterende velcrolukninger inden vask for ikke at beskadige andet vasketøj. Lad det lufttørre. Undgå direkte varmekilder og må ikke maskintørres ikke eller stryges. Sørg for, at produktet er helt tørt, inden du bruger det igen. Må ikke renses og brug ikke blegemiddel, opløsningsmidler, eller skyllemidler. Fedtholdige eller sure stoffer, salver eller lotioner kan beskadige materialet.

Materialesammensætning:

Polyamid (PA), Polyester (PES), Elastan (EL)

Råd om opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted og beskyt det mod varme, direkte sollys og fugt.

Bortskaffelsesnotat:

Bortskaffelse i husholdningsaffald er muligt.

Avsedd användning:
Ryggbandage för stöd och stabilisering av ländryggen.

Indikationer:
Smärta i ländryggen
Ryggsnitt
Lindrig spondylartros

Kontraindikationer:
För närvarande okänt.

Användningsinstruktion:

Pelottens position kan justeras med hjälp av kardborrbandet. Kontrollera vid placering av pelotten att den är centrerad i bandaget. Öppna kardborrbandet på alla band. För att underlätta påtagningen kan de båda banden för extrafixeringen fästas på de två övre banden. De övre banden kan i sin tur fästas vid de båda fästpunkterna bredvid de två kardborrbanden på baslåset. Lagg bandaget runt midjan så att pelotten sitter mitt på ryggen och sidan med de bredare banden pekar mot foten. Skjut in fingrarna i handöglorna på höger och vänster lässida. Dra de båda lässidorna jämnt framåt och stäng de båda sidorna över varandra. Tryck först vänster lässida mot magen och fäst därefter höger lässida med hjälp av kardborrbandet (1+2+3). Ta först ut fingrarna ur vänster handögla och därefter ur höger när du fäster de båda lässidorna. Håll i de båda smala övre banden, dra dem jämnt framåt och stäng de båda banden med hjälp av kardborrbandet på baslåset (4+5). Håll till sist i de båda banden på extrafixeringen, dra dem jämnt framåt och stäng de båda banden med hjälp av kardborrbandet på baslåset (6). Kontrollera att alla kardborrbandtyor är helt täckta av produkten och inte kan komma i kontakt med kläder eller hud.

Appliceringsnotering / Varning:

- Använd inte produkten på öppna sår. I följande fall bör du kontakta din läkare innan användning: Hudsjukdomar, lymfatiske dräneringsstörningar, sensoriska störningar, cirkulatoriska störningar, oklar mjukdelssvullnad.
- Denna produkt är avsedd för användning på en enda patient.
- Om det behövs kan hjälp av en annan person vara fördelaktigt för en korrekt applicering av produkten.
- Endast genom att välja rätt storlek och variant, liksom en korrekt applicering, kan en optimal funktion uppnås.
- Produkten ska inte längre användas om den är skadad eller kraftigt sliten, eller om befintliga leder och fästen inte längre fungerar korrekt.
- Se till att inga tygdelar skadas av befintliga kardborreband.
- Sätt inte på produkten för hårt, eftersom detta kan påverka blodcirkulationen.
- Om symptomen kvarstår eller förvärras, kontakta din läkare.
- Informera tillverkaren och den behöriga myndigheten i landet om allvariga incidenter med denna produkt.
- Om du är osäker eller har frågor om produkten och dess hantering, kontakta din läkare eller kvalificerad personal.
- Gör inga justeringar på produkten.
- Samtidig användning med andra produkter endast efter samråd med din läkare.

Skötselanvisningar:

Produkten kan rengöras för hand med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Produktens plast- och metalldelar (om sådana finns) ska inte tvättas och måste tas bort om möjligt. Dessa delar kan rengöras med en fuktig trasa. Stäng befintliga kardborreband innan tvätt för att undvika att skada andra tvättartiklar. Låt lufttorka. Undvik direkta varmekällor och torka inte eller stryk. Se till att produkten är helt torr innan du använder den igen. Rengör inte och använd inte blekmedel, lösningsmedel eller sköljmedel. Fettsyror, salvor eller lotioner kan skada materialet.

Materielsammansättning:







Polyamid (PA), Polyester (PES), Elastan (EL)

Förvaringsanvisningar:

Förvara produkten på en torr plats och skydda den från värme, direkt solljus och fukt.

Avfallshantering:

Avyttring via hushållsavfallet är möjlig.





Schaper

DE EN FR NL DK SE

Schapfix Lumbo EVO

Model: SC058

DE Rückenbandage
EN Back Support
FR Bandage dorsal
NL Rugbandage
DK Rygbandage
SE Ryggbandage



Schaper Healthcare GmbH
Vogelweiderstraße 146 | 4600 Wels | Austria
office@schaper-healthcare.com
www.schaper.at



DE

Zweckbestimmung:
Rückenbandage zur Unterstützung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule.

Indikationen:
Schmerzzustände im Bereich der Lendenwirbelsäule
Lumbalgie
Leichte Spondylarthrose

Kontraindikationen:
Zur Zeit nicht bekannt.

Anziehanleitung:
Die Position der Pelotte kann mithilfe des Klettverschlusses verändert werden. Achten Sie beim Platzieren der Pelotte darauf, dass diese mittig in der Bandage aufliegt. Öffnen Sie die Klettverschlüsse aller Gurte. Um das Anlegen später zu vereinfachen, können die beiden Gurte der Zusatz-Fixierung auf den beiden Obergurten befestigt werden. Die Obergurte wiederum können auf den beiden Klettpunkten neben dem Basisverschluss befestigt werden. Legen Sie die Bandage so um die Taille, dass die Pelotte in der Rückenmitte positioniert ist und die Seite mit den breiteren Gurten fußwärts zeigt. Schieben Sie die Finger in die Handschlaufen auf der rechten und linken Verschlussseite. Ziehen Sie die beiden Verschlussseiten gleichmäßig nach vorne und schließen Sie die beiden Seiten übereinander. Pressen Sie dazu zuerst die linke Verschlussseite an den Bauch und befestigen Sie anschließend die rechte Verschlussseite mithilfe des Klettverschlusses (1+2+3). Beim Befestigen der beiden Verschlussseiten ziehen Sie zuerst die Finger aus der linken Handschlaufe und anschließend aus der rechten Handschlaufe. Greifen Sie nun die beiden schmäleren Obergurte, ziehen Sie diese unter gleichmäßigem Zug nach vorne und schließen Sie die beiden Gurte mithilfe des Klettverschlusses auf dem Basisverschluss (4+5). Greifen Sie zum Schluss die beiden Gurte der Zusatz-Fixierung, ziehen Sie diese unter gleichmäßigem Zug nach vorne und schließen Sie die beiden Gurte mithilfe des Klettverschlusses auf dem Basisverschluss (6). Achten Sie darauf, dass alle Klettfächern vollständig vom Produkt verdeckt werden und nicht mit der Kleidung oder der Haut in Berührung kommen können.

- Anwendungshinweis / Vorsichtshinweis:**
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden. In folgenden Fällen sollten Sie vor Anwendung Ihren Arzt konsultieren: Hauterkrankungen, Lymphabflussstörungen, Empfindungsstörungen, Durchblutungsstörungen, unklare Weichteilschwellungen.
 - Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten bestimmt.
 - Falls nötig, kann die Hilfe einer zweiten Person für das korrekte Anlegen des Produktes von Vorteil sein.
 - Nur durch Auswahl der richtigen Größe und Variante, sowie das korrekte Anlegen, kann eine optimale Wirkung erzielt werden.
 - Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es beschädigt oder stark abgenutzt ist, oder vorhandene Gelenke und Verschlüsse nicht mehr richtig funktionieren.
 - Achten Sie darauf, dass durch vorhandene Klettverschlüsse keine Beschädigungen an der Kleidung oder an anderen Stoffteilen entstehen.
 - Legen Sie das Produkt nicht zu fest an, da dadurch die Durchblutung beeinträchtigt werden kann.
 - Bei anhaltenden Beschwerden oder einer Verschlimmerung, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
 - Informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land über schwerwiegende Vorfälle mit diesem Produkt.
 - Bei Unklarheiten oder Fragen zum Produkt und dessen Handhabung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder fachkundiges Personal.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
 - Gleichzeitige Nutzung mit anderen Produkten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Pflegehinweis:
Das Produkt kann mit Wasser und einem milden Feinwaschmittel von Hand gereinigt werden. Die Kunststoff- und Metallteile des Produktes (falls vorhanden) sollten dabei nicht mitgewaschen und müssen falls möglich entfernt werden. Diese Teile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vorhandene Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um Beschädigungen anderer Wäschestücke zu vermeiden. An der Luft trocknen lassen. Direkte Wärmequellen vermeiden und nicht maschinell trocknen oder bügeln. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden. Nicht chemisch reinigen und keine Bleichmittel, Lösungsmittel oder Weichspüler verwenden. Fett- oder säurehaltige Mittel, Salben oder Lotionen können das Material schädigen.

Materialzusammensetzung:
Polyamid (PA), Polyester (PES), Elasthan (EL)

Lagerungshinweis:
Das Produkt trocken lagern und vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Entsorgungshinweis:
Eine Entsorgung über den Hausmüll ist möglich.

EN

Intended use:
Back bandage for supporting and stabilising the lumbar spine.

Indications:
Pain in the lumbar spine region
Low back pain
Mild spondylarthrosis

Contraindications:
Currently unknown.

Application instruction:
Use the Velcro fastener to adjust the position of the pad. When positioning the pad, make sure that it rests centrally on the bandage. Open the Velcro fasteners of all straps. To make subsequent application easier, both straps can be fastened to the two upper straps. The two upper straps can be fastened to the two Velcro attachment points next to the basic closure. Arrange the bandage around the waist so that the pad is positioned in the middle of the back and the side with the broader straps points to the foot. Insert the fingers in the hand straps on the right and left closure side. Evenly pull the two closure sides forward and close the two sides on top of each other. For this, first press the left closure side against the abdomen and then fasten the right closure side using the Velcro fastener (1+2+3). When fastening the two closure sides, first pull the fingers out of the left hand strap and then out of the right hand strap. Next, grab the two narrow upper straps, pull these forward while applying even tension and use the Velcro fastener to close the two straps on the basic closure (4+5). Lastly, grab the two straps of the additional fixation, pull these forward while applying even tension and use the Velcro fastener to close the two straps on the basic closure (6). Make sure that all hook-and-loop fastening areas are fully covered by the product and cannot come into contact with clothing or the skin.

- Application note / Caution:**
- Do not use the product on open wounds. In the following cases you should consult your doctor before use: Skin diseases, lymphatic drainage disorders, sensory disorders, circulatory disorders, unclear soft tissue swelling.
 - This product is intended for use on a single patient only.
 - If necessary, the help of a second person can be beneficial for the correct application of the product.
 - Only by choosing the correct size and variant, as well as the correct application, an optimal function can be achieved.
 - The product should no longer be used if it is damaged or heavily worn, or if existing joints and fasteners no longer function properly.
 - Make sure that existing Velcro fasteners do not cause damage to clothes or other fabric parts.
 - Do not put on the product too tightly, as this may affect the blood circulation.
 - If symptoms persist or worsen, please consult your medical doctor.
 - Please inform the manufacturer and the competent authority in your country about serious incidents with this product.
 - If you are unclear or have questions about the product and its handling, please consult your doctor or qualified personnel.
 - Do not make any changes to the product.
 - Simultaneous use with other products only after consultation with your doctor.

Care instructions:
The product can be cleaned by hand with water and a mild detergent. The plastic and metal parts of the product (if existent) should not be washed and must be removed if possible. These parts can be cleaned with a damp cloth. Close existing Velcro fasteners before washing to avoid damaging other laundry items. Allow to air dry. Avoid direct heat sources and do not machine dry or iron. Make sure the product is completely dry before using it again. Do not dry clean and do not use bleach, solvents, or fabric softeners. Fatty or acidic agents, ointments or lotions can damage the material.

Material composition:
Polyamide (PA), Polyester (PES), Elastane (EL)

Storage instructions:
Store the product in a dry place and protect it from heat, direct sunlight and moisture.

Disposal note:
Disposal via household waste is possible.

FR

Utilisation prévue:
Bandage dorsal pour soutenir et stabiliser la colonne lombaire.

Indications:
Douleur dans la colonne lombaire
Lumbago
Spondylarthrose légère

Contre-indications:
Actuellement inconnues.

Instructions d'application:
La position de la pelote peut être modifiée à l'aide de la fermeture à bande autoagrippante. Lors de la mise en place de la pelote, assurez-vous qu'elle repose au centre du bandage. Ouvrez les fermetures à bande autoagrippante de toutes les sangles. Afin de faciliter l'enfilage ultérieur, les deux sangles de la fixation supplémentaire peuvent être fixées sur les deux sangles supérieures. Les sangles supérieures peuvent à leur tour être fixées sur les deux points à bande autoagrippante à côté de la fermeture de base. Placez le bandage autour de la taille de sorte que la pelote soit positionnée au milieu du dos et que le côté avec les sangles plus larges soit orienté vers le pied. Poussez vos doigts dans les dragonnages sur les côtés droit et gauche de la fermeture. Tirez les deux côtés de la fermeture uniformément vers l'avant et fermez les deux côtés l'un sur l'autre. Pour ce faire, appuyez d'abord le côté gauche de la fermeture sur l'abdomen, puis fixez le côté droit de la fermeture à l'aide de la fermeture à bande autoagrippante (1+2+3). Lors de la fixation des deux côtés de la fermeture, retirez d'abord les doigts de la dragonne gauche, puis de la dragonne droite. Saisissez maintenant les deux sangles supérieures plus étroites, tirez-les vers l'avant en tirant uniformément et fermez les deux sangles à l'aide de la fermeture à bande autoagrippante sur la fermeture de base (4+5). Enfin, saisissez les deux sangles de la fixation supplémentaire, tirez-les vers l'avant en tirant uniformément et fermez les deux sangles à l'aide de la fermeture à bande autoagrippante sur la fermeture de base (6). Veillez à ce que toutes les surfaces à bande autoagrippante soient complètement recouvertes par le produit et ne puissent pas entrer en contact avec les vêtements ou la peau.

- Note d'application / Précaution:**
- Ne pas utiliser le produit sur des plaies ouvertes. Dans les cas suivants, vous devez consulter votre médecin avant l'utilisation : maladies de la peau, troubles du drainage lymphatique, troubles sensoriels, troubles circulatoires, gonflement des tissus mous peu clair.
 - Ce produit est destiné à être utilisé sur un seul patient.
 - Si nécessaire, l'aide d'une deuxième personne peut être bénéfique pour l'application adéquate du produit.
 - Ce n'est qu'en choisissant la bonne taille et la bonne variante, ainsi que l'application adéquate, qu'une fonction optimale peut être obtenue.
 - Le produit ne doit plus être utilisé s'il est endommagé ou fortement usé, ou si les articulations et les attaches existantes ne fonctionnent plus correctement.
 - Veillez à ce qu'aucune partie du tissu ne soit endommagée par les fermetures Velcro existantes.
 - Ne mettez pas le produit trop serré, car cela peut affecter la circulation sanguine.
 - Si les symptômes persistent ou s'aggravent, veuillez consulter votre médecin.
 - Veuillez informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays de tout incident grave lié à ce produit.
 - Si vous n'êtes pas certain ou si vous avez des questions concernant le produit et sa manipulation, veuillez consulter votre médecin ou un personnel qualifié.
 - N'apportez aucune modification au produit.
 - Utilisation simultanée avec d'autres produits uniquement après consultation de votre médecin.

Instructions d'entretien:
Le produit peut être nettoyé à la main avec de l'eau et un détergent doux. Les parties du produit en plastique et en métal (le cas échéant) ne doivent pas être lavées et doivent être enlevées si possible. Ces parties peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Fermez les attaches Velcro avant le lavage afin d'éviter d'endommager d'autres éléments de la lessive. Laissez sécher à l'air. Évitez les sources de chaleur directes et ne mettez pas au sèche-linge ni ne repassez. Assurez-vous que le produit soit complètement sec avant de le réutiliser. Ne pas nettoyer à sec et ne pas utiliser de javel, de solvants ou d'adoucissants. Les produits, baumes ou lotions gras ou acides peuvent endommager le matériau.

Composition des matériaux:
Polyamide (PA), Polyester (PES), Elasthanne (EL)

Conseils de stockage:
Stocker le produit dans un endroit sec et le protéger de la chaleur, de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Conseils d'élimination:
L'élimination via les déchets ménagers est possible.

NL

Beoogd gebruik:
Rugbandage om de lumbale wervelkolom te ondersteunen en te stabiliseren.

Indicaties:
Pijn in het gebied van de lumbale wervelkolom
Lumbago
Lichte spondylose

Contra-indicaties:
Op dit moment niet bekend.

Handleiding voor het aantrekken:
De positie van de pelotte kan worden gewijzigd met behulp van de klittenbandsluiting. Let er bij het plaatsen van de pelotte op dat deze in het midden van de bandage ligt. Open de klittenbandsluitingen van alle riemen. Om het aanbrengen later te vereenvoudigen, kunnen de beide riemen van de extra bevestiging op de beide bovenriemen worden bevestigd. De bovenste riemen kunnen op hun beurt op de beide klittenbandpunten naast de basissluiting worden bevestigd. Leg de bandage zo om de taille dat de pelotte in het midden van de rug is gepositioneerd en de zijkant met de bredere riemen naar voren wijst. Schuif de vingers in de polsbanden aan de rechter- en linkerkant van de sluiting. Trek de beide sluitzijden gelijkmatig naar voren en sluit de beide zijden over elkaar heen. Druk hiervoor eerst de linkerkant van de sluiting tegen de buik en bevestig vervolgens de rechterkant van de sluiting met behulp van de klittenbandsluiting (1+2+3). Bij het bevestigen van de beide sluitzijden trekt u eerst uw vingers uit de linker polsband en vervolgens uit de rechter polsband. Pak nu de beide kleinere bovenriemen vast, trek ze onder gelijkmatige belasting naar voren en sluit de beide riemen met behulp van de klittenbandsluiting op de basissluiting (4+5). Pak tot slot de beide riemen van de extra bevestiging vast, trek deze onder gelijkmatige belasting naar voren en sluit de beide riemen met behulp van de klittenbandsluiting op de basissluiting (6). Zorg ervoor dat alle klittenbandoppervlakken volledig door het product worden bedekt en niet in contact kunnen komen met de kleding of de huid.

- Opmerking bij gebruik / Waarschuwing:**
- Gebruik het product niet bij open wonden. In de volgende gevallen moet u voor gebruik contact opnemen met uw arts: huidziektes, lymfedrainage-aandoeningen, gevoelsstoornissen, aandoeningen van de bloedsomloop, onduidelijke zwellingen van zacht weefsel.
 - Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt.
 - Indien nodig kan de hulp van een tweede persoon voor het juist aanbrengen van het product nuttig zijn.
 - Een optimale werking kan alleen worden bereikt door de keuze van de juiste maat en variant en het correct aanbrengen.
 - Het product mag niet meer worden gebruikt als het is beschadigd of sterk is versleten, of als aanwezige scharnieren en sluitingen niet meer juist functioneren.
 - Let erop dat door het aanwezige klittenband geen stofdelen worden beschadigd.
 - Breng het product niet te strak aan, omdat daardoor de doorbloeding aangetast kan worden.
 - Bij aanhoudende klachten of verslechtering dient u contact met uw arts op te nemen.
 - Informeer de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten in uw land in het geval van ernstige incidenten met dit product.
 - Als u onduidelijkheden of vragen heeft over het product en het gebruik ervan, neem dan contact op met uw arts of deskundig personeel.
 - Breng geen wijzigingen aan op het product.
 - Gelijktijdig gebruik met andere producten alleen na overleg met uw arts.

Onderhoudsinstructies:
Het product kan met de hand gereinigd worden met water en een mild wasmiddel voor fijne was. Het plastic en de metalen onderdelen van het product (als deze er zijn) mogen niet gewassen worden en dienen indien mogelijk verwijderd te worden. Deze onderdelen kunnen met een vochtige doek gereinigd worden. Sluit de klittenbandsluitingen voor het wassen om schade aan andere items die gewassen worden te voorkomen. Aan de lucht laten drogen. Vermijd rechtstreekse hittebronnen. Niet drogen in de droogtrommel. Niet strijken. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt. Niet chemisch laten reinigen. Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen of wasverzachter. Vette of bijtende agentia, crèmes of lotions kunnen het materiaal beschadigen.

Materialiaamenstelling:
Polyamide (PA), Polyester (PES), Elastaan (EL)

Bewaarinstructies:
Het product droog bewaren en beschermen tegen hitte, direct zonlicht en vochtigheid.

Afoerinstructies:
Het product kan worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.